

ottobock.

Avantgarde 4

Mit Leichtigkeit überzeugen

Quality for life

„Ich bin Svenja aus Süddeutschland. Mein Alltagsbegleiter ist der Avantgarde, der meinen bewegten Lebensstil optimal unterstützt. Ich möchte mich verlassen können – auf meinen Partner, meine Familie und natürlich meinen individuell angepassten Rollstuhl.“





Svenja

Der Avantgarde passt gut zu meinen besonderen Alltagsansprüchen. Seine Leichtigkeit bei gleichzeitiger Stabilität und sein extrem geringes Faltmaß unterstützen mich optimal bei meinen häufigen Fahrten zwischen meiner Heimat und meinem neuen Wohnsitz.

Svenja startet durch – im Avantgarde

„Mir geht es gerade rundum gut“, strahlt Svenja, und man glaubt ihr jedes Wort. Fünf Jahre ist es her, dass die junge Frau aus Bayern in ihrem Heimatort in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war.

Damals war sie 19 Jahre alt und gerade fertig mit ihrer Ausbildung. Wie so oft bei gutem Wetter fuhr Svenja auch an diesem Tag mit dem Rad zur Arbeit, als ein Lkw-Fahrer die junge Frau beim Abbiegen übersah. Schon bald war klar, dass Svenja fortan auf einen Rollstuhl angewiesen sein würde.

„Mit dem Rollstuhl als Hilfsmittel“, versichert Svenja, „habe ich mich sehr schnell vertraut gemacht, denn er bedeutete für mich ja den sicheren Weg zurück in ein eigenständiges Leben. Heute bilden mein Avantgarde und ich ein gutes Team. Er begleitet mich in meinem Auto überall hin und ist am Zielort im Nu einsatzfähig. Gerade jetzt, wo ich häufig zwischen zwei Bundesländern pendle, ist mir der leichte Stuhl mit seiner unkomplizierten Handhabung eine große Hilfe.“

Der Liebe wegen ist Svenja von Bayern nach Baden Württemberg gezogen. Mit Freund André – und darauf legt Svenja Wert – teilt sie sich alle anfallenden Hausarbeiten. In der neuen Heimat Heidelberg hat sie auch den Rollstuhlbasketballsport auf Regionalliga-Ebene für sich entdeckt.

Aber natürlich dreht sich Svenjas Leben am Neckar bei weitem nicht nur um Sport und Haushaltsfragen. Sie ist auch eine Tierliebhaberin, und so begleitet neben Freund André auch der Australian Shepherd Barney sein Frauchen mit Vorliebe zu einem nahe gelegenen Gestüt.

Gern besucht Svenja an Wochenenden ihre Familie in Bayern. Ihren Eltern und langjährigen Freunden ist sie noch immer dankbar für die großartige Unterstützung in der Zeit nach ihrem Unfall. „Dank des Engagements vieler lieber Menschen“, so Svenja „kann ich heute mit meinem Avantgarde ein so unabhängiges Leben führen.“





„Meine neue Heimat hat wirklich viel zu bieten. Deshalb gehören für mich zu einem gelungenen Wochenende neben meinem Freund André und unserem Hund Barney, Ausflüge in die Umgebung mit viel Sonne und neuen Eindrücken dazu.“




Spagat zwischen zwei Welten

Svenjas Leben hat sich seit ihrem Umzug nach Heidelberg sehr verändert. Zum Glück ist ihr Avantgarde aber genauso flexibel wie sie, so dass sie ihrem Freund, ihrer Familie in Bayern und dem Sport gleichermaßen gerecht werden kann.



Leichter durch den Alltag mit dem Avantgarde



Wenn ein langjährig bewährtes und beliebtes Produkt in die 4. Generation geführt wird, gibt es einiges zu erzählen: so zum Beispiel, dass wir auf Basis eures Feedbacks den Avantgarde 4 deutlich leichter gemacht haben. Dabei haben wir – ohne Verzicht auf Bewährtes – die verschiedenen Modelle weiterentwickelt und Eigenschaften addiert, die deine individuelle Alltagsgestaltung noch besser unterstützen.



Avantgarde DS



Avantgarde DV

Highlights

Bewährtes noch besser gemacht

Der Stuhl für dich, dich und dich

Wer sich für einen Rollstuhl entscheidet, möchte sicher sein, dass seine persönlichen Anforderungen und Vorlieben berücksichtigt werden. Auf den folgenden Seiten bieten wir dir konkrete Orientierungshilfen zur Optimierung deines neuen Alltagsbegleiters. Neben unseren 17 attraktiven Farben warten zahlreiche Antriebsradeinstellungen auf deine besonderen Anforderungen. Auch entscheidest du, ob die Seitenteile deines Avantgarde aus Carbon gefertigt werden. Alle Kombinationsmöglichkeiten des Avantgarde und die Eignung der jeweiligen Modelle für Rollstuhlanfänger und erfahrene Anwender erläutert dir gern dein Rehathechniker.



Der Reisefreudige

Avantgarde DS

Der Avantgarde DS zeichnet sich neben seiner Leichtigkeit durch ein extrem geringes Faltmaß von 27 Zentimetern aus. Gleichzeitig bietet er aktiven Rollstuhlfahrern eine hohe Stabilität und eine Vielzahl an Möglichkeiten. Mit seiner kompakten Bauweise und der integrierten Beinstütze hat der Avantgarde DS das geringste Eigengewicht innerhalb der Avantgarde-Baureihe.



Der Variable

Avantgarde DV

Der Avantgarde DV überzeugt ebenfalls durch seine Leichtigkeit, ohne auf bewährte Vorteile zu verzichten. Anwender schätzen bei diesem Modell die höhenverstellbare Armauflage aber auch die Möglichkeit, nah an Objekte heranzufahren. Zu diesem Zweck lassen sich die Beinstützen nach außen und innen wegklappen. Durch komplettes Entfernen der Beinstützen wird für den Anwender das „Trippeln“ möglich.



Der Leichteste

Avantgarde mit CLT-Paket

Anwendern, denen leicht immer noch nicht leicht genug ist, bieten wir mit der Zusatzoption eines CLT-Paketes eine ultraleichte Version des Avantgarde-Aktivrollstuhls. Hier kann über eine einfache CLT-Kreuzstrebe, fest verschweißte Komponenten wie Antriebsadapter und Schiebegriffe, leichtere Sitz- und Rückenbespannung sowie Seitenteile aus Carbon und Infinity Ultralight-Felgen weiteres Gewicht eingespart werden. Mit nur 8,7 Kilogramm können wir diese Wunschversion ruhigen Gewissens ins Alltagsrennen schicken.

Highlights

Antriebsradadapter

84 individuelle Einstelloptionen

Der Antriebsradadapter mit doppelter Verschraubung am oberen und unteren Rahmenrohr sorgt für ein hohes Maß an Stabilität und ermöglicht 84 verschiedene Antriebsradpositionen, wodurch sich der Antriebsradadapter ganz auf deine individuellen Bedürfnisse einstellen lässt.



Vorderradadapter

Geradeauslauf leicht gemacht

Der in Stufen einstellbare Vorderradadapter garantiert die exakte Einstellung der Vorderräder und ermöglicht somit einen optimalen Geradeauslauf des Rollstuhles. Mögliche Ungleichheiten zwischen den Rädern gehören somit der Vergangenheit an.



Rückentasche

Perfekter Stauraum für dies und das


Gerade im Sommer hat man häufiger Bedarf für zusätzlichen Stauraum – sei es für das Sonnenbrillen-Etui oder ein Getränk. Wir haben dem Avantgarde aus diesem Grund eine optisch ansprechende Rückentasche verpasst, die – integriert in die Rückenbespannung – nicht nur gut für dich erreichbar, sondern mittels eines Magnetverschlusses auch leicht zu verschließen ist.



Einfache Kreuzstrebe

Gewichtersparnis bei gleichzeitiger Traglast von 100 kg

Dass eine einfache Kreuzstrebe deinem Rollstuhl Gewicht einspart, haben wir zuvor bereits erwähnt. Jedoch ist die klassische Doppelkreuzstrebe mit einer Belastbarkeit bis 140 kg nach wie vor erhältlich.



„André und mich
verbinden viele
Gemeinsamkeiten.
Das bereichert
unseren Alltag und
insbesondere die
Freizeitgestaltung.“



Der Avantgarde auf einen Blick

Technische Daten	Avantgarde DS HMV-Nr. 18.50.03.0xxx (in Bearbeitung)	Avantgarde DV HMV-Nr. 18.50.03.0xxx (in Bearbeitung)
Sitzbreite	320–520 mm	320–520 mm
Sitztiefe	360–540 mm	360–540 mm
Sitzhöhe vorn	380–540 mm	380–540 mm
Sitzhöhe hinten	360–510 mm	360–510 mm
Gesamtlänge	720–1080 mm	740–1100 mm
Gesamtbreite	490–725 mm	490–725 mm
Gesamthöhe	608–1150 mm	608–1150 mm
Faltmaß ab	270 mm	270 mm
Rückenhöhe	250–550 mm	250–550 mm
Unterschenkellänge	160–510 mm	160–510 mm
Vorderrahmenwinkel	70°/80°	75°
Gewicht ab ca.	8,7 kg	9 kg
Max. Zuladung	100/140 kg	100/140 kg

Farben



Du bist an weiteren Infos und einer Fachberatung interessiert? Dein Rehathechniker unterstützt dich gern bei der Auswahl deines individuellen Avantgarde Modells.



