

ottobock.

Avantgarde 4

Incroyablement léger

Quality for life

“Je suis Svenja, originaire du sud de l'Allemagne. L' Avantgarde 4 est mon compagnon de tous les jours, il m'offre le soutien nécessaire dans mes déplacements quotidiens. Pour moi, il est important de pouvoir compter sur mon conjoint, ma famille et mon fauteuil roulant.”





Svenja

L'Avantgarde est tout simplement bien ajusté pour mes exigences quotidiennes. Il est léger, stable et d'une taille de pliage très petite. Il me donne le meilleur soutien possible lors de mes déplacements fréquents entre ma ville natale et ma nouvelle résidence.

En route avec Svenja et son Avantgarde

"Tout va très bien pour moi en ce moment", Svenja rayonne, et vous pouvez croire chaque mot qu'elle dit. Cela fait cinq ans que la jeune femme a été victime d'un grave accident de la route dans sa ville natale en Bavière. Quand un jour elle allait en vélo au travail, un chauffeur de camion ne l'a pas vu. Elle avait 19 ans à l'époque et venait de terminer sa formation professionnelle.

Il est vite devenu clair que Svenja aurait besoin d'utiliser un fauteuil roulant à partir de ce jour là. "Je me suis habituée au fauteuil roulant très vite", dit la jeune femme, "parce que pour moi c'était le moyen le plus sûr de retrouver une vie indépendante. Aujourd'hui, mon Avantgarde et moi formons une bonne équipe. Il se plie facilement pour rentrer dans ma voiture et est prêt à l'utilisation en un rien de temps lorsque j'atteins ma destination. Avoir un fauteuil léger, facile à utiliser est d'une grande aide, surtout maintenant que je partage mon temps entre deux régions".

Svenja vient de passer de la Bavière au Bade-Wurtemberg par amour. Elle et son conjoint André partagent toutes les tâches

ménagères. Elle a également découvert le basket-ball en fauteuil dans sa nouvelle maison à Heidelberg, où elle joue au niveau de la ligue régionale.

Mais la vie de Svenja à Heidelberg ne tourne pas seulement autour des sports et des travaux ménagers, bien sûr. En tant qu'amatrice d'animaux, elle aime passer du temps dans un haras à proximité, accompagnée de son amoureux André et de son chien Barney.

Svenja aime aussi passer des week-ends avec sa famille en Bavière. Elle est toujours reconnaissante envers ses parents et ses amis de longue date, pour leur incroyable soutien après son accident. "C'est grâce au soutien de tant de personnes adorables, dit-elle, que je peux vivre une vie si indépendante avec mon Avantgarde".





“Ma nouvelle maison a vraiment beaucoup à offrir. Alors le week-end, les jours de grand soleil, j'aime sortir dans la région avec mon copain André et notre chien Barney, pour découvrir de nouveaux sites.”




Son équilibre entre deux mondes

La vie de Svenja a beaucoup changé depuis son départ à Heidelberg. Equilibrer sa relation, son sport et voir sa famille en Bavière est absolument important pour elle. Heureusement, son Avantgarde est tout aussi flexible qu'elle.



Rendre chaque jour plus facile avec l'Avantgarde



Quand un produit populaire, qui a fait ses preuves au cours de nombreuses années, atteint sa quatrième génération, il y a beaucoup à dire à son sujet. Dans le cas de l'Avantgarde 4, nous vous avons écouté et rendu la nouvelle version nettement plus légère. Ce faisant, nous avons développé les différents modèles - sans renoncer à ce qui a été éprouvé auparavant - et ajouté de nouvelles fonctionnalités qui offrent encore plus de soutien dans votre vie quotidienne et personnelle.



Avantgarde DS



Avantgarde DV

Points forts

Des caractéristiques éprouvées encore meilleures

Le fauteuil roulant fait pour vous

Lorsque vous choisissez un fauteuil, vous voulez être certain que vos besoins personnels et vos préférences sont pris en compte. Dans les pages suivantes, nous vous fournissons des conseils concrets pour vous aider à l'optimiser. En plus de nos 17 couleurs attrayantes, l'Avantgarde 4 dispose d'une large gamme de réglages de roue arrière, la possibilité d'avoir des garde-boue en carbone, ... autant de combinaisons spécifiques possibles pour les nouveaux utilisateurs de fauteuils roulants comme pour les utilisateurs expérimentés.



Le compagnon de voyage

Avantgarde DS

Outre son faible poids, la version DS avec ses potences fixes se distingue par sa très petite taille de pliage de 27 centimètres. Dans le même temps, il offre un niveau élevé de stabilité pour les utilisateurs actifs. Grâce à sa conception compacte et à ses potences fixes, l'Avantgarde DS dispose du poids net le plus bas de la série Avantgarde.



La version réglable

Avantgarde DV

Le nouvel Avantgarde DV impressionne par sa légèreté, mais cela ne signifie pas qu'il a perdu ses avantages éprouvés. Les utilisateurs aiment ses accoudoirs à hauteur variable, mais aussi sa maniabilité et sa compacité qui lui permettent de rouler au plus près du mobilier, d'un barbecue... Les potences peuvent s'escamoter vers l'intérieur. Il est également adapté pour les patients ayant eu un AVC dans sa version surbaissée permettant un déplacement podale.



La version la plus légère

Avantgarde CLT

Pour les utilisateurs qui trouvent que le poids n'est toujours pas assez léger, l'option CLT offre une version ultra-légère du fauteuil Avantgarde pour une utilisation encore plus active. Avec le simple croisillon, le palier de roue arrière soudé, les freins ciseaux, les garde-boue carbone, et les roues Infinity ultra-légères, l'Avantgarde CLT ne pèse plus que 8,7 kg. Nous sommes convaincus que cette version va exceller dans les défis de tous les jours.

Points forts

Palier de roue arrière

84 positions de réglages

Le palier de réglage de la roue arrière permet non seulement un degré élevé de stabilité, mais aussi une adaptation maximale avec 84 positions différentes.



Palier de roue avant

Faciliter la stabilité directionnelle

Le nouveau système de réglage des fourches garantit un parallélisme parfait et une stabilité accrue.



Poche arrière de dossier

Rangement parfait des affaires personnelles


Surtout en été, vous aurez peut-être besoin d'un endroit supplémentaire pour ranger vos lunettes de soleil ou une boisson fraîche. C'est pourquoi, nous avons ajouté une poche arrière à l'Avantgarde facilement accessible, qui se ferme par un bouton magnétique.



Croisillon simple

Capacité de charge de 100 kg malgré la réduction de poids

Dans la version Avantgarde CLT, vous pouvez opter pour le croisillon simple qui agit comme un économiseur de poids. Cependant, le double croisillon qui offre une capacité de charge maximale de 140 kg reste toujours disponible.




“André et moi avons beaucoup de points communs, aussi bien dans notre temps libre que dans notre quotidien.”



L'Avantgarde en résumé

Données techniques	Avantgarde DS	Avantgarde DV
Largeur assise	320–500 mm	320–500 mm
Profondeur assise	360–520 mm	360–520 mm
Hauteur assise avant	380–540 mm	380–540 mm
Hauteur assise arrière	360–510 mm	360–510 mm
Longueur totale	720–1080 mm	740–1100 mm
Largeur totale	490–725 mm	490–725 mm
Hauteur totale	608–1150 mm	608–1150 mm
Taille de pliage	270 mm	270 mm
Hauteur du dossier	250–550 mm	250–550 mm
Longueur des jambes	160–510 mm	160–510 mm
Angle de châssis avant	70° / 80°	75°
Poids total environ	8,7 kg	9 kg
Poids max. utilisateur	100 / 140 kg	100 / 140 kg

Teintes de châssis




Blanc neige RAL 9016



Gris clair



Anthracite métallique



Noir profond



Noir mat



Gris titane



Bleu glace



Bleu métallique



Bleu électrique



Vert pomme métallique



Pourpre métallique



Rouge cardinal



Orange métallique



Pur métal bleu



Pur métal vert



Pur métal bronze



Pur métal rouge



