

Avantgarde 4 DF

Von Beginn an flexibel

Optimiert für die
Erstversorgung



Quality for life

Von Anfang an gut versorgt

Der Avantgarde steht seit jeher für seine enorme Varianz. Immer im Fokus die Bedürfnisse von Anwendern, Therapeuten und des Fachhandels. Darauf aufbauend besticht der Avantgarde DF (dynamisch funktional) nun mit weiteren Optionen, welche diesen zu einem perfekten Rollstuhl vor allem für Erstversorgungen macht.

Erstversorgung mit einem funktionellen Aktivrollstuhl

Die Auswahl des richtigen Aktivrollstuhl-Modelles für die individuelle Patientennutzung im Alltag und Beruf ist die essentielle Aufgabenstellung des Reha-Versorgerteams im Rahmen der Erstversorgung. Der Anwender selbst weiss oft noch nicht, was er benötigt.

Welche Vorderrahmenvariante am Rollstuhl die zielführendste ist, entscheidet das Versorgerteam aufgrund zahlreicher Indikatoren: Aktivitätsgrad des Patienten, Handhabung und Manövrierbarkeit des Rollstuhls, Verlademöglichkeiten im PKW, Transferaktivitäten etc.

Die Wahl des ersten Rollstuhls ist immer ein Herantasten. So zum Beispiel das Finden der optimalen Sitz- und Fahrposition im Rollstuhl. Die Lenkradposition muss daher, genauso wie das Antriebsrad, eine Einstellungsvarianz besitzen. Der Avantgarde DF bietet genau das. Darüber hinaus ermöglicht das Modell V einen optimalen Transfer, da Sitzrohr und Beinstütze ineinander übergehen.

Der Avantgarde DF lässt sich flexibel und mehrmals auf die Bedürfnisse seiner Anwender anpassen.

Avantgarde DF mit	integrierte Beinstützen	wegschwenkbaren Beinstützen
Sitzbreite	320–520 mm	320–520 mm
Sitztiefe	360–540 mm	360–540 mm
Sitzhöhe vorn	380–540 mm	380–540 mm
Sitzhöhe hinten	360–510 mm	360–510 mm
Gesamtlänge	720–1.135 mm	720–1.135 mm
Gesamtbreite	490–725 mm	490–725 mm
Gesamthöhe	580–1.100 mm	580–1.100 mm
Faltmass ab	260 mm	260 mm
Rückenhöhe	250–550 mm	250–550 mm
Unterschenkellänge	160–550 mm	160–550 mm
Vorderrahmenwinkel	70°/80°	75°
Gewicht ab ca.	8,7 kg	9,7 kg
Max. Zuladung	100/140 kg	100/140 kg



• Mehr Fussraum bei hochgeklappten, geteilten Fussplatten



• Bewährter Beinstützen-Verriegelungshebel des Avantgarde CV



• Einfache, bewährte Lenkradanbindung



• Einstellungsvarianz der Lenkräder



Avantgarde 4 DF mit wegschwenkbaren Beinstützen

Modell V

Der Avantgarde DF mit den wegschwenkbaren Beinstützen überzeugt durch seine Leichtigkeit bei gleichzeitig hoher Funktionalität. So lassen sich beispielsweise die Beinstützen nach aussen und innen schwenken, was mehr Fussraum sowie ein nahes Heranfahren an Objekte ermöglicht. Durch komplettes Entfernen der Beinstützen kann der Anwender "Trippeln".

Produktmerkmale

- Wegschwenk- und abnehmbare Beinstützen
- Einstellbare Vorderradadapter
- Einstellbarer Antriebsradadapter
- Praktischer Beinstützen-Entriegelungshebel
- Geringes Faltmass
- Aluminiumrohrrahmen
- Rückenbespannung anpassbar
- Rahmenkröpfung wählbar
- Kniehebelbremse
- Hohlkammerfelgen mit Steckachsen
- Einfaches Umsetzen durch einen ebenen Rahmenanschluss

Avantgarde 4 DF mit im Rahmen integrierten Beinstützen

Modell S

Der Avantgarde DF mit im Rahmen integrierten Beinstützen hat ein kompaktes Faltmass von 27 cm sowie ein geringes Eigengewicht. Der Rollstuhl bietet eine hohe Einstellvarianz. Zum Beispiel, durch die vielen Einstellmöglichkeiten der Lenkräder kann die Kippgefahr nach vorne reduziert werden.

Produktmerkmale

- Hohe Einstellvarianz der Lenkräder
- Bewährte Lenkradanbindung
- Geringes Faltmass
- Aluminiumrohrrahmen
- Rückenbespannung anpassbar
- Rahmenkröpfung wählbar
- Kniehebelbremse
- Hohlkammerfelgen mit Steckachsen



Vertrieb

Otto Bock Suisse AG · Luzerner Kantonsspital 10 · 6000 Luzern 16 · T +41 41 455 61 71 · F +41 41 455 61 70 · suisse@ottobock.com · www.ottobock.ch