

Baxx Aluminiumrücken

Artikelnummer: 476D00=00000_K

Empfohlene Verkaufspreise in CHF,
gültig ab 01.02.2022, exkl. 7,7% MWSt

Kostenvoranschlag	Bestellung
Rechnungsanschrift/Kundennummer	
Lieferanschrift	
Kommission	Name Datum Unterschrift
<p>Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.</p>	



Grundausrüstung

- Aluminium-Rückenschale
- Rückenfarbe individuell wählbar
- Rückenbezug aus atmungsaktiven 4D-Abstandsgewirke
- Max. Benutzergewicht: 113 kg
- Max. Benutzergewicht 125 kg nur in Verbindung mit der Option „Quick Release, zugelassen für KMP-Transport“ oder „2-Point Pro, zugelassen für KMP-Transport“

Schritt 1: Den Nutzer vermessen


Rumpfbreite:

Länge der Rückenunterstützung:

Wählen Sie die Rückenbreite und Rückenhöhe, basierend auf den Anforderungen des Nutzers (Thoraxbreite)

Entscheiden Sie, basierend auf den Bedürfnissen des Nutzers, welche Rückenkontur benötigt wird.

- Aktiv
- Tief
- Extra tief



Rückenbreite*	Massangaben für die Kontur		Aktive Kontur		Tiefe Kontur		Extra tiefe Kontur		aktiv			semi aktiv		Passend für Rollstuhlgrösse von - bis	
			Thoraxbreite Nutzer	effektive Breite* ¹	Thoraxbreite Nutzer	effektive Breite* ¹	Thoraxbreite Nutzer	effektive Breite* ¹	Niedrig	Mittel	Standard	Hoch	Extra hoch		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	250 (300)* ²	330 (380)* ²	410 (460)* ²	460 (520)* ²	510 (570)* ²	mm	mm
250	aktiv	64	178	210	172	210								225	275
	tief	100													
280	aktiv	64	203	235	197	235								255	305
	tief	100													
310	aktiv	64	229	260	222	260								285	335
	tief	100													
330	aktiv	64	254	286	248	286								305	355
	tief	100													
360	aktiv	64	286	330	292	349								335	385
	tief	100													
380	aktiv	64	311	356	318	375								355	405
	tief	100													
410	aktiv	64	337	380	343	400								385	435
	tief	100													
	extra tief	150				330	406							360 * ³	485 * ³
430	aktiv	64	362	406	368	426								405	455
	tief	100													
	extra tief	150				356	432							380 * ³	505 * ³
460	aktiv	64	388	432	394	451								435	485
	tief	100													
	extra tief	150				381	457							410 * ³	535 * ³
480	aktiv	64	411	457	419	476								455	505
	tief	100													
	extra tief	150				406	483							430 * ³	535 * ³
510	aktiv	64	438	483	445	502								485	535
	tief	100													
	extra tief	150				432	508							460 * ³	585 * ³

* Alle Rückenbreiten basieren auf der Rollstuhlbreite, an dem der Rücken montiert wird.

*¹ Tatsächliche Breite (inkl. Polster und Bezug) in mm angegeben

*² in Klammer die tatsächliche Höhe (inkl. Polster und Bezug) in mm angegeben

*³ AFT Serie (2 Befestigungsschlitze)

Wählen Sie das passende Montagezubehör, basierend auf den Anforderungen des Nutzers.

Rückentyp		Mehrpreis
PD 01		Aluminiumschale mit Schulteraussparung (AL-Serie) 571.–
PD 02		Aluminiumschale flat top ohne Schulteraussparung (AFT-Serie) 666.–
PD 03	<input checked="" type="checkbox"/>	Stoffbezug ist Standardausstattung -

Rückenkontur in mm		Mehrpreis
PD 05		Aktiv (64) -
PD 06		Tief (100) 62.–
PD 07		Extra tief (150) 135.–

Montagezubehör		Mehrpreis
PD 08		Quick Release 347.–
PD 18		Quick Release für KMP Transport zertifiziert 347.–
PD 10		2-Point Pro für KMP Transport zertifiziert 324.–
PD 11		4-Point Pro 338.–

(siehe Seite 4 für mehr Informationen)

Rahmenfarben		Mehrpreis
001	Brillant silber	-
002	Anthrazit metallic	-
003	Tiefschwarz RAL 9005	-
004	Eisblau	-
005	Sparkle light orange	-
009	Vinho sparkle	-
010	Marine blue	-
012	Sky blue	-
013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	-
014	Candy red	-
016	Silber metallic	-
017	Gelb RAL 1023	-
018	Signalrot RAL 3001	-
020	Saturnblau metallic	-
021	Sparkle granny-smith	-
022	Cremeweiss RAL 9001	-
023	Weiss RAL 9016	-
026	Sparkling iron effect light	-
027	Shimano matt	-
037	Pink RAL 4010	-

Seitenpelotten links		(nur in Verbindung mit aktiver Rückenkontur, Abmessungen siehe Seite 6)				Mehrpreis
PD 12	Stationär	S	M	L	XL	168.–
PD 13	Wegschwenkbar	S	M	L	XL	259.–

Seitenpelotten rechts		(nur in Verbindung mit aktiver Rückenkontur, Abmessungen siehe Seite 6)				Mehrpreis
PD 16	Stationär	S	M	L	XL	168.–
PD 17	Wegschwenkbar	S	M	L	XL	259.–


Zubehör		Mehrpreis
PD 14	Zugluftschutz	60.-
PD 15	Transferschlaufe	44.-
PD 19	Lumbalunterstützung	62.-

Montage-zubehör	Schnellverschluss/abnehmbar	Crash ge-testet	Winkeleinstellbereich (in °)	Verstellbereich Breite (in mm)	2- oder 4-Punkt Befestigung	Aussparung Rückenbügel	Rohrdurchmesser (in mm)	Platzbedarf an den Rückenrohren (in mm)	Gewicht komplett (in g)	Gewicht verbleibendes Montage-zubehör am Rücken (in g)
Basic Release	✓	-	+/- 15	+/-25,4	4	✓	19 – 22	89	760	580
Quick Release	✓	-	+/- 10	+/-25,4	2	-	19 – 25	121	580	340
Quick Release Transport zertifiziert	✓	✓	+/- 10	+/-25,4	2	-	19 – 25	121	NA	NA
2-Point Pro	-	✓	+/- 10	+/-25,4	2	-	15 – 25	121	560	NA
4- Point Pro	-	-	+/- 15	+/-25,4	4	✓	19 – 25	89	580	NA

Abmasse Winkeleinstellungen Montagezubehör			
	0°	5°	10°
Sitztiefenverlust	0 mm	19,1 mm	38,1 mm



PD 08 Quick Release



PD 18 Quick Release, zugelassen für KMP-Transport




PD 10 2-Point Pro, zugelassen für KMP-Transport



PD 11 4-Point Pro

Abmasse Seitenpelotten*				
Grösse	S	M	L	XL
Höhe (mm)	76	76	114	102
Tiefe (mm)	76	102	114	152

* nur in Verbindung mit aktiver Rückenkontur



links: stationäre Seitenpelotten;
rechts: wegschwenkbare Seitenpelotten

