

Juvo B3 Elektrorollstuhl

Artikel-Nr. : 490E75=1_AE01_C
max. Zuladung: 160 kg (Grundausrüstung)



Grundpreis: CHF 6'770.-

Tarif-Ziffer: 90.411.000

Empfohlene Verkaufspreise in CHF,
gültig ab 01.02.2022, exkl. 7,7% MWSt

Kostenvoranschlag	Bestellung
Sonderbauanlage liegt bei	
Rechnungsanschrift/Kundennummer	
Lieferanschrift	
Kommission	Name

	Datum Unterschrift
<p>Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.</p>	

Grundausrüstung


- Steuerung VR2 (90A)
- 10 km/h Motoren (4-polig)
- Gel Batterien 63Ah (C5)/74Ah (C20) Basic
- 12A Ladegerät, mit externer Magnetladebuchse
- Antriebsradfederung
- Rückenbespannung anpassbar
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen
- Beinstützen mit Kunststoff-Fussplatten, geteilt
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Spritzschutz für Antriebsräder

**Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren.
Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild.
Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.**

Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht _____ Indikation _____

Alter _____ Kostenträger _____



Pflichtangaben*

Körpergröße in cm _____

Körpergewicht in kg _____

1 Sitztiefe _____

2 Rumpftiefe _____

3 Armlehnenhöhe _____

4 Achselhöhe _____

5 Schulterhöhe _____

6 Scheitelhöhe _____

7 Unterarmlänge bis Handmitte _____

8 Rumpfbreite _____

9 Unterschenkelhöhe _____

10 Sitzbreite _____

* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Max. Benutzergewicht (Benutzer + persönliches Gepäck, Angabe wird für die Chassisfederung benötigt)	
	75 kg
	100 kg
	113 kg
	125 kg
	140 kg
	150 kg
	160 kg

Sitzsysteme		Mehrpreis
EC001	Standardsitz Junior (max. Zuladung: 75 kg)	194.-
EC002	Standardsitz klein	-
EC003	Standardsitz gross	-
EC004	Standardsitz XL	194.-
EC005	VAS (Vario Adjust Seat) (nur in Verbindung mit max. Zuladung 125 kg möglich)	543.-

Einstellungen für Standardsitz Junior (nicht in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar EE024; nicht in Verbindung mit Rücken- und Sitzpolster mit Kontur)				
Sitztiefe ST in cm	34	36	38	40
Sitzbreite SB in cm	34	36	38	40
Rückenhöhe RH 47 cm (einstellbar auf 42 cm oder 37 cm)				

Einstellungen für Standardsitz klein					
Sitztiefe ST in cm	38*	40	42	44	46
Sitzbreite SB in cm	38*	40	42		
* nur in Verbindung mit Polsterbezüge für Kleiderschutz EL022 möglich					
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

Einstellungen für Standardsitz gross					
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50
Sitzbreite SB in cm	44	46	48		
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

Einstellungen für Standardsitz XL					
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50
Sitzbreite SB in cm	50	52	54	56	
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

Einstellungen für VAS								
Sitztiefe ST in cm	38	40	42	44	48	50	52	54
	56	58						
Sitzbreite SB in cm	38	40	42	44	48	50	52	54
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 53 cm, 51 cm oder 45 cm)								

Unterschenkellänge UL cm (15 ... 47 cm) (ohne Sitzkissen)
-----------------------	---

Sitzkissen		Mehrpreis
EC011	Ohne Kissen	-
EC012	Sitzkissen, schwarz bezogen (Sitzkissenstärke 5 cm)	-
EC013	Sitzkissen mit Inkontinenzbezug (Sitzkissenstärke 5 cm)	69.-
EC034	Sitzkissen Livo (Sitzkissenstärke 5 cm)	121.-
EC035	Sitzkissen Evoflair (Sitzkissenstärke 8 cm)	399.-
EC014	Sitzkissen Terra (max. Benutzergewicht bis 150 kg; Sitzkissenstärke 6 cm)	313.-
EC015	Sitzkissen Terra Aquos (max. Benutzergewicht bis 150 kg; Sitzkissenstärke 6 cm)	359.-
EC016	Sitzkissen Terra Flair (max. Benutzergewicht bis 150 kg; Sitzkissenstärke 6 cm)	628.-
EC018	Sitzkissen Cloud (max. Benutzergewicht bis 250 kg; Sitzkissenstärke 11 cm)	943.-
EC020	Flach konturiert (Sitzkissenstärke 7 cm)	313.-
EC021	Tief konturiert (Sitzkissenstärke 9 cm)	313.-

Informationen über weitere Sitzkissen entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.

Bezug für Sitzkissen konturiert (nur in Verbindung mit EC020 oder EC021 möglich)		Mehrpreis
EC022	Stoffbezug	-
EC023	Kunstlederbezug	-
EC024	Stoffbezug mit Inkontinenzschutz	58.-

Rückenausführung/mit Kontur		Mehrpreis
ED032	Ohne Rückenbespannung	-
ED033	Rückenbespannung anpassbar	-
ED034	Rückenpolster flach konturiert (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	374.-
ED035	Rückenpolster tief konturiert (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	374.-
ED050	Rückenpolster flach konturiert, anpassbar (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm; nur in Verbindung mit VAS EC005)	436.-
ED051	Rückenpolster tief konturiert, anpassbar (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm; nur in Verbindung mit VAS EC005)	436.-
ED036	Baxx Aluminium Flat Top Rücken (max. Benutzergewicht 113 kg, Montagezubehör 4-Point-PRO, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Rückenbreite = gewählte Sitzbreite)	918.-

Bezug für Rückenpolster konturiert (nur in Verbindung mit ED034, ED035, ED050 oder ED051)		Mehrpreis
ED037	Stoffbezug	-
ED038	Kunstlederbezug	-

Zubehör für Rückenpolster konturiert (nur in Verbindung mit ED034, ED035, ED050 oder ED051)		Mehrpreis
ED039	Seitenwangen (nur in Verbindung mit ED035 oder ED051)	116.-
ED040	Lumbalunterstützung	97.-

Zubehör für Armauflage		Mehrpreis
EL021	Polsterbezüge für Armauflagen	89.-
EL022	Polsterbezüge für Kleiderschutz	89.-
Rückenhöhe für Baxx		Mehrpreis
ED041	Hoch (18"/46 cm)	-
ED042	Extra hoch (20"/51 cm)	-
Rückenkontur für Baxx		Mehrpreis
ED043	Aktiv (2,5"/6 cm)	-
ED044	Tief (4"/10 cm)	62.-
ED045	Extra tief (6"/15 cm)	135.-
Farbe für Baxx		Mehrpreis
ED005	Sparkle light orange	-
ED009	Vinho Sparkle	-
ED010	Marine blue	-
ED013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	-
ED014	Candy red	-
ED021	Sparkle granny-smith	-
ED023	Weiss RAL 9016	-
Sitzneigung		
	-3° (nicht in Verbindung mit VAS EC005)	
	0°	
	3° (nicht in Verbindung mit VAS EC005)	
	6°	
	9°	
Elektrische Sitzverstellung		Mehrpreis
EC025	Elektrische Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung (max. Zuladung: VAS 100 kg, Standard-/Contoursitz 140 kg)	1'565.-
EC028	Elektrische Sitzkantelung 20° (max. Zuladung: Standard-/Contoursitz 140 kg, nicht in Verbindung mit VAS EC005, nicht in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar EE024)	877.-
Lenkradgabel		Mehrpreis
EF001	Gefedert (nicht in Verbindung mit 10" Lenkräder)	299.-
EF002	Ungefedert	-
Lenkräder		Mehrpreis
EF005	9" Luft, pannengeschützt	-
EF006	9" pannensicher	-
EF007	10" Luft, pannengeschützt (nicht in Verbindung mit EF001)	-
EF008	10" pannensicher (nicht in Verbindung mit EF001)	-
Antriebsräder		Mehrpreis
EG001	14" Luft, pannengeschützt	-
EG002	14" pannensicher	-

Reifenfarbe		Mehrpreis
EG011	Grau	-
EG012	Schwarz	-


Reifenprofil		Mehrpreis
EG013	Rillen (nur Reifenfarbe grau)	-
EG014	Stollen	-
EG015	Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen	-


Sitzhöhen (bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand/ohne Person)

Räder		1.2)	1.3)	1.2)	1.2)	1.3)	1.3)	1.2)	1.3)
Sitzhöhe	cm	45		46	47,5		48,5	50	
Standardsitz									
VAS									
Standardsitz	Kantelung 20°								
Standardsitz	Kantelung 45°								
VAS	Kantelung 45°								

Räder

- 1.2) 9" Lenkräder
- 1.3) 9" Lenkräder gefedert oder 10" Räder

 Kombination möglich

 Kombination nicht möglich

Rückenwinkelverstellung		Mehrpreis
ED046	Mechanisch über Rasterung (Standardsitz 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; VAS -5/0/10/20/30°)	-
ED047	Elektrisch (30°)	1'449.-

Montageset für Kopf-/Nackenstützen		Mehrpreis
EL001	Goose Neck, für Care Line	177.-
EL002	Mehrachsig, gekröpft, für Care Line	148.-
EL003	Mehrachsig, gerade, für Care Line	139.-
EL031	UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig, für Advanced Line	483.-
EL039	UniLink Verlängerungselement, 38 mm, für Advanced Line	111.-
EL038	UniLink Verlängerungselement, 50 mm, für Advanced Line	111.-
EL040	UniLink Verlängerungselement, 76 mm, für Advanced Line	111.-

Kopf-/Nackenstützen		Mehrpreis
Care Line (nur in Verbindung mit EL001, EL002, EL003)		
EL006	Kopfstütze, klein	121.-
EL007	Kopfstütze, gross	121.-
EL013	Kopf-/Nackenstütze, klein	116.-
EL014	Kopf-/Nackenstütze, gross	116.-
EL015	Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein	140.-
EL016	Kopf-/Nackenstütze X-Form, gross	140.-
Advanced Line (nur in Verbindung mit EL031, EL038)		
EL033	Comfort Plus, Grösse S	255.-
EL034	Comfort Plus, Grösse M	255.-
EL035	Comfort Plus, Grösse L	255.-
EL036	Combo (3-teilig), Grösse S	457.-
EL037	Combo (3-teilig), Grösse L	457.-

Gurte		Mehrpreis
EP001	<input checked="" type="checkbox"/> Beckengurt standard	-
EP002	2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Metallverschluss	212.-
EP003	2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Kunststoffverschluss	212.-
EP020	2-Punkt Beckengurt, aufrollbar, Gurtschloss auf Joystickseite	310.-

Brust-/Schultergurte		Mehrpreis
EP005	Dynamic Gurt, Grösse S	231.-
EP006	Dynamic Gurt, Grösse M	231.-
EP007	Dynamic Gurt, Grösse L	231.-
EP008	Brust-Schulterpelotte, Grösse S	218.-
EP009	Brust-Schulterpelotte, Grösse M	218.-
EP010	Brust-Schulterpelotte, Grösse L	218.-
EP011	Slimline Sternum Gurt, Grösse S	252.-
EP012	Slimline Sternum Gurt, Grösse M	252.-
EP013	Slimline Sternum Gurt, Grösse L	252.-
EP014	Schultergurt, Grösse S	244.-
EP015	Schultergurt, Grösse M	244.-
EP016	Schultergurt, Grösse L	244.-

Zubehör VAS		Mehrpreis
ED048	Schiebegriffe	116.–
Armlehnen		Mehrpreis
EE023	Standard	–
EE024	Hochschwenkbar (Effektive Sitzbreite +/- 1 cm pro Seite; am Standardsitz klein SB 42 cm, Standardsitz gross SB 48 cm, Standardsitz XL SB 54 cm, VAS plus 2 cm; max. Benutzergewicht: 125 kg; nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior EC001, nicht in Verbindung mit 20° Sitzkantelung EC028)	124.–
Beinstützenverstellung		Mehrpreis
EB011	Standard (Basisdesign) nur in Verbindung mit EB012; nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior EC001	–
EB001	Standard (neues Design)	313.–
EB002	Mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich (max. Benutzergewicht 140 kg; nicht verfügbar für UL < 21 cm; nicht in Verbindung mit EB012 / EB009)	687.–
EB003	Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und separat steuerbar (max. Zuladung 140 kg; nicht verfügbar für UL < 21 cm; nicht in Verbindung mit EB012 / EB009)	2'098.–
EB004	Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und zusammen steuerbar (nicht verfügbar für UL < 21 cm; nicht in Verbindung mit EB012)	2'098.–
EB005	Ohne Beinstützen	–
Ausführung Fussplatte		Mehrpreis
EB012	Geteilt, Kunststoff-Fussplatte (max. Zuladung 140 kg; nicht verfügbar an hochschwenkbaren Beinstützen; nicht in Verbindung mit EB002 / EB003 / EB004)	–
EB007	Geteilt, Aluminium-Fussplatte, neues Design (max. Benutzergewicht 160 kg; nicht in Verbindung mit EB011)	142.–
EB009	Durchgehend, Aluminium-Fussplatte (max. Benutzergewicht 160 kg; nicht in Verbindung mit EB002 / EB003)	177.–
Zubehör Beinstützen		Mehrpreis
EB010	Seitliches Beinpolster (für mechanisch u. elektrisch hochschwenkbare Beinstützenverstellung; Paar)	164.–
Batterien		Mehrpreis
EU032	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)	788.–
EU038	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20) Basic	–
Ladegerät		Mehrpreis
EU044	Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)	–
EU046	Ladegerät 10 A, mit Lüfter	–
EU042	Ladegerät 12 A, inkl. externe Magnetladebuchse; Anbauseite rechts (Grundausrüstung)	–
Rollstuhlfarbe		Mehrpreis
005	Sparkle light orange	–
009	Vinho sparkle	–
010	Marine blue	–
013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	–
014	Candy red	–
021	Sparkle granny-smith	–
023	Weiss RAL 9016	–

Zubehör Fahrbasis			Mehrpreis
EA010	<input checked="" type="checkbox"/>	Spritzschutz für Antriebsräder	-
EA011		Spritzschutz für Lenkräder	72.-
Lenkradarretierung			Mehrpreis
EF020		Mechanisch	502.-
Sicherheitszubehör Fahrbasis			Mehrpreis
EF021		Kantensteighilfe	521.-
ES002		Fahrzeug-Transport-Satz , max. Zuladung 140 kg (nicht in Verbindung mit Baxx-Rücken ED036)	206.-
ES013		Ottobock Montageset für Dahl Docking System , max. Zuladung 140 kg (nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe EF021)	166.-
Zubehör allgemein			Mehrpreis
ES003		Handytasche	44.-
ES004		Gepäckträger	398.-
ES005		Stockhalter	137.-
ES006		Rückspiegel (Anbauseite gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit ES012)	147.-
ES007		Bordwerkzeug	53.-
ES010		Halter für Getränke	37.-
ET001		Externe Hupe	221.-
ES012		Therapietisch (Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit ES006)	629.-
ES023		Rucksackhalter (max. Zuladung 10 kg)	110.-
Buchse für externe Stromversorgung, rechts (dient der Versorgung externer Geräte wie z.B. Mobiltelefon, nicht für die Ladung medizinischer Geräte)			Mehrpreis
ET002		12 V	436.-
ET003		24 V	191.-
ET004		USB	221.-
Beleuchtung			Mehrpreis
ES021		Elektrische Beleuchtung	609.-
Steuerung			Mehrpreis
EU051	<input checked="" type="checkbox"/>	VR2 (90 A) , max. 2 elektrische Funktionen und Beleuchtung möglich	-
Bedienpulthalter			Mehrpreis
EU070		Bedienpulthalter standard	-
EU071		Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 2 cm höheneinstellbar	-
EU072		Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 9,5 cm höheneinstellbar	-
Anbauseite Bedienpulthalter			Mehrpreis
		Rechts	
		Links	

Joystickaufsatz		Mehrpreis
EU080	Tetragabel, waagrecht (verstellbar für Handbreite 70 - 90 mm)	131.-
EU081	Stick S80 (Spezialjoystickgriff 80 mm)	79.-
EU082	Soft Ball, schwarz bezogen	168.-
EU083	Kugelaufsatz, klein (Durchmesser 43 mm)	98.-
EU084	Kugelaufsatz, gross (Durchmesser 48 mm)	196.-
EU085	Softkugel bunt (Durchmesser 30 mm, 4 Stück)	79.-

Zubehör Steuerung		Mehrpreis
EU057	Begleitpersonensteuerung	1'246.-
EU095	Handwärmer (Einhandhaube für Handmodul)	1'680.-

Anbauseite Begleitpersonensteuerung	
	Rechts
	Links

Optionen für elektrische Sitzverstellungen		Mehrpreis
EU127	Geschwindigkeitsreduzierung Summenwinkel > 35°; nur in Verbindung mit EC025 möglich	239.-

Antrieb		Mehrpreis
ET016	<input checked="" type="checkbox"/> Performance (4-polig)	-

Geschwindigkeit		Mehrpreis
ET014	<input checked="" type="checkbox"/> 10 km/h	-

Information



EC001 - EC004
Standardsitz




EC005
VAS




EC020/ED034
Flach konturiert



EC021/ED035
Tief konturiert



EC022 Stoffbezug



EC023 Kunstlederbezug



ED036 Baxx Aluminium
Flat Top Rücken



EC034 Livo



EC035 Evoflair



EC025 Sitzkantelung 45°



ED047 Elektr. Rückenwinkelverstellung

Montagesets für Kopf-/Nackenstützen



EL001 Gooseneck



EL002 Mehrachsig,
gekröpft



EL003 Mehrachsig,
gerade



EL031 UniLink Kopfstützenhalter,
mehrachsig

Information

Kopf-/Nackenstützen Care line



EL006/EL007 Kopfstütze klein/groß



EL013/EL014 Kombinierte Kopf-/Nackenstütze klein/groß



EL015/EL016 Kopf-/Nackenstütze X-Form klein/groß

Kopf-/Nackenstützen Advanced line



EL033/EL034/EL035 Comfort Plus



EL036/EL037 Combo



EP002 2-Punkt-Beckengurt, gepolstert, Metallverschluss



EP003 Beckengurt, gepolstert, Kunststoffverschluss



EP005 - EP007 Dynamic Gurt S/M/L



EP008 - EP010 Brust-Schulterpelotte S/M/L



EP011 - EP013 Slimline Sternum Gurt S/M/L



EP014 - EP016 Schultergurt S/M/L



EP001 Beckengurt standard



EP020 Beckengurt, aufrollbar

Information



EE024
Armlehne, hochschwenkbar



EB011
Standard (Basisdesign)



EB001
Standard (neues Design)



EB002
Mechan. hochschwenkbar
mit Längenausgleich



EB003
Elektr. hochschw., separat
steuerbar



EB004
Elektr. hochschw.,
zusammen steuerbar



EB012
Geteilt, Kunststoff-
Fussplatte



EB007
Geteilt, Aluminium-Fussplatte




EU042 Ladegerät 12 A, incl.
externe Ladebuchse



EU044 Ladegerät 10 A,
lüfterlos



EU046 Ladegerät 10 A,
mit Lüfter



Externe Magnetsladebuchse,
zu Ladegerät 12 A (EU042)

Information



EA010
Spritzschutz Antriebsräder



EF021 Kantensteighilfe



ES013 Montageset Dahl



ES004 Gepäckträger



ES006 Rückspiegel



ET004 USB-Anschluss



ES021
Elektrische Beleuchtung



EU057
Begleitpersonensteuerung



EU051/EU060
Bedienpult VR2



EU095 Handwärmer
(Ein-handhaube für Handmodul)



ES023 Rucksackhalter

Tabellen zu Anmerkungen und Ausschlüssen

Sitztiefe

Sitz	Sitztiefe ST												
	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm
Standardsitz Junior	X	X	X	X									
Standardsitz klein			X	X	X	X	X						
Standardsitz gross					X	X	X	X	X				
Standardsitz XL					X	X	X	X	X				
VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X = Kombination möglich

Sitzbreite

Sitz	Sitzbreite SB											
	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm
Standardsitz Junior	X	X	X	X								
Standardsitz klein			X	X	X							
Standardsitz gross						X	X	X				
Standardsitz XL									X	X	X	X
VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	

X = Kombination möglich