

## Juvo B4 Elektrorollstuhl

**Artikel-Nr. : 490E75=1\_AE02\_C**  
max. Zuladung: 160 kg (Grundausrüstung)



**Grundpreis: CHF 8'290.-**

Tarif-Ziffer: 60.118.007

Empfohlene Verkaufspreise in CHF,  
gültig ab 01.02.2022, exkl. 7,7% MWSt

<b>Kostenvoranschlag</b>	<b>Bestellung</b>
<b>Sonderbauanlage liegt bei</b>	
Rechnungsanschrift/Kundennummer	
Lieferanschrift	
Kommission	Name
	.....
	Datum      Unterschrift
<p>Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.</p>	

### Grundausrüstung

- Steuerung R-net LED-L (90A)
- 10 km/h
- Performance-Motoren (4-polig)
- Aktuatormodul
- 63Ah (C5)/74Ah (C20) Gel Batterien
- 12A Ladegerät, mit externer Magnetladebuchse
- Antriebsradfederung
- Rückenbespannung anpassbar
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen
- Beinstützen mit Kunststoff-Fussplatten, geteilt
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Spritzschutz für Antriebsräder

**Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren.**

**Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild.**


**Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.**

**Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.**

## Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht \_\_\_\_\_ Indikation \_\_\_\_\_

Alter \_\_\_\_\_ Kostenträger \_\_\_\_\_



## Pflichtangaben\*

Körpergröße in cm \_\_\_\_\_

Körpergewicht in kg \_\_\_\_\_

1 Sitztiefe \_\_\_\_\_

2 Rumpftiefe \_\_\_\_\_

3 Armlehnenhöhe \_\_\_\_\_

4 Achselhöhe \_\_\_\_\_

5 Schulterhöhe \_\_\_\_\_

6 Scheitelhöhe \_\_\_\_\_

7 Unterarmlänge bis Handmitte \_\_\_\_\_

8 Rumpfbreite \_\_\_\_\_

9 Unterschenkelhöhe \_\_\_\_\_

10 Sitzbreite \_\_\_\_\_

\* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Max. Benutzergewicht (Benutzer + persönliches Gepäck, Angabe wird für die Chassisfederung benötigt)	
	75 kg
	100 kg
	113 kg
	125 kg
	140 kg
	150 kg
	160 kg

Sitzsysteme	Tarif-Ziffer	Mehrpreis
EC001	Standardsitz Junior (max. Zuladung: 75 kg)	194.-
EC002	Standardsitz klein	-
EC003	Standardsitz gross	-
EC004	Standardsitz XL	194.-
EC005	VAS (Vario Adjust Seat) (nur in Verbindung mit max. Zuladung 125 kg)	543.-

Einstellungen für Standardsitz Junior (nicht in Verbindung mit EE024; nicht in Verbindung mit Rücken- und Sitzpolster mit Kontur)				
Sitztiefe ST in cm	34	36	38	40
Sitzbreite SB in cm	34	36	38	40
Rückenhöhe RH 47 cm (einstellbar auf 42 cm oder 37 cm)				

Einstellungen für Standardsitz klein					
Sitztiefe ST in cm	38*	40	42	44	46
Sitzbreite SB in cm	38*	40	42	* nur in Verbindung mit EL022	
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

Einstellungen für Standardsitz gross					
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50
Sitzbreite SB in cm	44	46	48		
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

Einstellungen für Standardsitz XL					
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50
Sitzbreite SB in cm	50	52	54	56	
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

Einstellungen für VAS								
Sitztiefe ST in cm	38	40	42	44	48	50	52	54
	56	58						
Sitzbreite SB in cm	38	40	42	44	48	50	52	54
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 53 cm, 51 cm oder 45 cm)								

Unterschenkellänge UL	..... cm (15 ... 47 cm) (ohne Sitzkissen)
-----------------------	---

Sitzkissen		Tarif-Ziffer	Mehrpreis
EC011	Ohne Kissen		-
EC012	Sitzkissen, schwarz bezogen (Sitzkissenstärke 5 cm)		-
EC013	Sitzkissen mit Inkontinenzbezug (Sitzkissenstärke 5 cm)	70.145.000	69.-
EC034	Sitzkissen Livo (Sitzkissenstärke 5 cm)	70.142.000	121.-
EC035	Sitzkissen Evoflair (Sitzkissenstärke 8 cm)	70.142.000	399.-
EC014	Sitzkissen Terra (max. Benutzergewicht bis 150 kg; Sitzkissenstärke 6 cm)	70.142.000	313.-
EC015	Sitzkissen Terra Aquos (max. Benutzergewicht bis 150 kg; Sitzkissenstärke 6 cm)	70.142.000	359.-
EC016	Sitzkissen Terra Flair (max. Benutzergewicht bis 150 kg; Sitzkissenstärke 6 cm)	70.143.000	628.-
EC018	Sitzkissen Cloud (max. Benutzergewicht bis 250 kg; Sitzkissenstärke 11 cm)	70.143.000	943.-
EC020	Flach konturiert (Sitzkissenstärke 7 cm)	70.142.000	313.-
EC021	Tief konturiert (Sitzkissenstärke 9 cm)	70.142.000	313.-

Informationen über weitere Sitzkissen entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.

Bezug für Sitzkissen konturiert (nur in Verbindung mit EC020 oder EC021)		Tarif-Ziffer	Mehrpreis
EC022	Stoffbezug		-
EC023	Kunstlederbezug		-
EC024	Stoffbezug mit Inkontinenzschutz	70.145.000	58.-

Rückenausführung/mit Kontur		Tarif-Ziffer	Mehrpreis
ED032	Ohne Rückenbespannung		-
ED033	Rückenbespannung anpassbar		-
ED034	Rückenpolster flach konturiert (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)		374.-
ED035	Rückenpolster tief konturiert (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	70.136.000	374.-
ED050	Rückenpolster flach konturiert, anpassbar (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm; nur in Verbindung mit VAS EC005)		436.-
ED051	Rückenpolster tief konturiert, anpassbar (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm; nur in Verbindung mit VAS EC005)	70.136.000	436.-
ED036	Baxx Aluminium Flat Top Rücken (max. Benutzergewicht 113 kg, Montagezubehör 4-Point-PRO, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Rückenbreite = gewählte Sitzbreite)	70.131.000	918.-

Bezug für Rückenpolster konturiert (nur in Verbindung mit ED034, ED035, ED050 oder ED051)		Mehrpreis
ED037	Stoffbezug	-
ED038	Kunstlederbezug	-

<b>Zubehör für Rückenpolster konturiert</b> (nur in Verbindung mit ED034, ED035, ED050 oder ED051)			<b>Tarif-Ziffer</b>	<b>Mehrpreis</b>
<b>ED039</b>		<b>Seitenwangen</b> (nur in Verbindung mit ED035 oder ED051)	70.135.000	<b>116.-</b>
<b>ED040</b>		<b>Lumbalunterstützung</b>	70.135.000	<b>97.-</b>
<b>Zubehör für Armauflage</b>			<b>Tarif-Ziffer</b>	<b>Mehrpreis</b>
<b>EL021</b>		<b>Polsterbezüge für Armauflagen</b>	70.111.000	<b>89.-</b>
<b>EL022</b>		<b>Polsterbezüge für Kleiderschutz</b>	70.111.000	<b>89.-</b>
<b>Rückenhöhe für Baxx</b>				
<b>ED041</b>		<b>Hoch</b> (18"/46 cm)		-
<b>ED042</b>		<b>Extra hoch</b> (20"/51 cm)		-
<b>Rückenkontur für Baxx</b>				<b>Mehrpreis</b>
<b>ED043</b>		<b>Aktiv</b> (2,5"/6 cm)		-
<b>ED044</b>		<b>Tief</b> (4"/10 cm)		<b>62.-</b>
<b>ED045</b>		<b>Extra tief</b> (6"/15 cm)		<b>135.-</b>
<b>Farbe für Baxx</b>				
<b>ED005</b>		<b>Sparkle light orange</b>		-
<b>ED009</b>		<b>Vinho Sparkle</b>		-
<b>ED010</b>		<b>Marine blue</b>		-
<b>ED013</b>		<b>Tiefschwarz RAL 9005 matt</b>		-
<b>ED014</b>		<b>Candy red</b>		-
<b>ED021</b>		<b>Sparkle granny-smith</b>		-
<b>ED023</b>		<b>Weiss RAL 9016</b>		-
<b>Sitzneigung</b>				
		<b>-3°</b> (nicht in Verbindung mit EC005)		
		<b>0°</b>		
		<b>3°</b> (nicht in Verbindung mit EC005)		
		<b>6°</b>		
		<b>9°</b>		
<b>Elektrische Sitzverstellung</b>			<b>Tarif-Ziffer</b>	<b>Mehrpreis</b>
<b>EC025</b>		<b>Elektrische Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung</b> (max. Zuladung: VAS 100 kg, Standard-/Contoursitz 140 kg)	60.554.000	<b>1'565.-</b>
<b>EC026</b>		<b>Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm</b> (max. Zuladung: VAS 100 kg, Standard-/Contoursitz 140 kg)	70.353.000	<b>2'783.-</b>
<b>EC027</b>		<b>Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung</b> (max. Zuladung: VAS 100 kg, Standard-/Contoursitz 140 kg)	60.554.000 70.353.000	<b>4'032.-</b>
<b>EC028</b>		<b>Elektrische Sitzkantelung 20°</b> (max. Zuladung: Standard-/Contoursitz 140 kg, nicht in Verbindung mit VAS EC005; nicht in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar EE024)	60.554.000	<b>877.-</b>

Lenkradgabel		Tarif-Ziffer	Mehrpreis
EF001	<b>Gefedert</b> (nicht in Verbindung mit EF007 und EF008)	70.374.000	299.–
EF002	<b>Ungefedert</b>		–

Lenkräder		Tarif-Ziffer	Mehrpreis
EF005	<b>9" Luft, pannengeschützt</b>		–
EF006	<b>9" pannensicher</b>	60.556.000	–
EF007	<b>10" Luft, pannengeschützt</b> (nicht in Verbindung mit EF001)		–
EF008	<b>10" pannensicher</b> (nicht in Verbindung mit EF001)	60.556.000	–

Antriebsräder		Tarif-Ziffer	Mehrpreis
EG001	<b>14" Luft, pannengeschützt</b>		–
EG002	<b>14" pannensicher</b>	60.556.000	–

Reifenfarbe		Mehrpreis
EG011	<b>Grau</b>	–
EG012	<b>Schwarz</b>	–

Reifenprofil		Mehrpreis
EG013	<b>Rillen</b> (nur Reifenfarbe grau)	–
EG014	<b>Stollen</b>	–
EG015	<b>Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen</b>	–

**Sitzhöhen** (bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand/ohne Person)

Räder		1.2)	1.3)	1.2)	1.2)	1.3)	1.3)	1.2)	1.3)
Sitzhöhe	cm	<b>45</b>		<b>46</b>	<b>47,5</b>		<b>48,5</b>	<b>50</b>	
Standardsitz									
VAS									
Standardsitz	Kantelung 20°								
Standardsitz	Kantelung 45°								
VAS	Kantelung 45°								
Standardsitz	Hubsitz 35 cm + Kantelung 45°								
VAS	Hubsitz 35 cm + Kantelung 45°								

## Räder

- 1.2) 9" Lenkräder
- 1.3) 9" Lenkräder gefedert oder 10" Räder

	Kombination möglich
	Kombination nicht möglich

Rückenwinkelverstellung		Tarif-Ziffer	Mehrpreis
ED046	<b>Mechanisch über Rasterung</b> (Standardsitz 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; VAS -5/0/10/20/30°)		-
ED047	<b>Elektrisch</b> (30°)	60.551.000	1'449.-

Montageset für Kopf-/Nackenstützen		Mehrpreis
EL001	<b>Goose Neck</b>	177.-
EL002	<b>Mehrachsrig, gekröpft</b>	148.-
EL003	<b>Mehrachsrig, gerade</b>	139.-
EL031	<b>UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsrig</b> , nur für Advanced Line	483.-
EL039	<b>UniLink Verlängerungselement, 38 mm</b> , für Advanced Line	111.-
EL038	<b>UniLink Verlängerungselement, 50 mm</b> , für Advanced Line	111.-
EL040	<b>UniLink Verlängerungselement, 76 mm</b> , für Advanced Line	111.-

Kopf-/Nackenstützen (nur in Verbindung mit EL001, EL002, EL003, EL005)		Mehrpreis
<b>Care Line</b> (nur in Verbindung mit EL001, EL002, EL003)		
EL006	<b>Kopfstütze, klein</b>	121.-
EL007	<b>Kopfstütze, gross</b>	121.-
EL013	<b>Kopf-/Nackenstütze, klein</b>	116.-
EL014	<b>Kopf-/Nackenstütze, gross</b>	116.-
EL015	<b>Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein</b>	140.-
EL016	<b>Kopf-/Nackenstütze X-Form, gross</b>	140.-
<b>Advanced Line</b> (nur in Verbindung mit EL031, EL038)		
EL033	<b>Comfort Plus, Grösse S</b>	255.-
EL034	<b>Comfort Plus, Grösse M</b>	255.-
EL035	<b>Comfort Plus, Grösse L</b>	255.-
EL036	<b>Combo (3-teilig), Grösse S</b>	457.-
EL037	<b>Combo (3-teilig), Grösse L</b>	457.-

Gurte		Tarif-Ziffer	Mehrpreis
EP001	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Beckengurt standard</b>	70.112.000	-
EP002	<b>2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Metallverschluss</b>	70.112.000	212.-
EP003	<b>2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Kunststoffverschluss</b>	70.112.000	212.-
EP020	<b>2-Punkt Beckengurt, aufrollbar, Gurtschloss auf Joystickseite</b>	70.112.000	310.-

Brust-/Schultergurte		Tarif-Ziffer	Mehrpreis
EP005	<b>Dynamic Gurt, Grösse S</b>	70.111.000	231.-
EP006	<b>Dynamic Gurt, Grösse M</b>	70.111.000	231.-
EP007	<b>Dynamic Gurt, Grösse L</b>	70.111.000	231.-
EP008	<b>Brust-Schulterpelotte, Grösse S</b>	70.111.000	218.-
EP009	<b>Brust-Schulterpelotte, Grösse M</b>	70.111.000	218.-
EP010	<b>Brust-Schulterpelotte, Grösse L</b>	70.111.000	218.-
EP011	<b>Slimline Sternum Gurt, Grösse S</b>	70.111.000	252.-
EP012	<b>Slimline Sternum Gurt, Grösse M</b>	70.111.000	252.-
EP013	<b>Slimline Sternum Gurt, Grösse L</b>	70.111.000	252.-
EP014	<b>Schultergurt, Grösse S</b>	70.111.000	244.-
EP015	<b>Schultergurt, Grösse M</b>	70.111.000	244.-
EP016	<b>Schultergurt, Grösse L</b>	70.111.000	244.-

Zubehör VAS			Mehrpreis	
ED048		Schiebegriffe	116.-	
Armlehnen			Mehrpreis	
EE023		Standard	-	
EE024		Hochschwenkbar (Effektive Sitzbreite +/- 1 cm pro Seite; am Standardsitz klein SB 42 cm, Standardsitz gross SB 48 cm, Standardsitz XL SB 54 cm, VAS plus 2 cm; max. Benutzergewicht: 125 kg; nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior EC001; nicht in Verbindung mit 20° Sitzkantelung EC028)	124.-	
Beinstützenverstellung			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
EB011		Standard (Basisdesign) nur in Verbindung mit EB012; nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior EC001		-
EB001		Standard (neues Design)		313.-
EB002		Mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich (max. Benutzergewicht 140 kg; nicht verfügbar für UL < 21 cm; nicht in Verbindung mit EB012 und EB009)	70.151.000	687.-
EB003		Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und separat steuerbar (max. Zuladung 140 kg; nicht verfügbar für UL < 21 cm; nicht in Verbindung mit EB012 und EB009)	70.152.000	2'098.-
EB004		Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und zusammen steuerbar (nicht verfügbar für UL < 21 cm; nicht in Verbindung mit EB012)	70.152.000	2'098.-
EB005		Ohne Beinstützen		-
Ausführung Fussplatte			Mehrpreis	
EB012		Geteilt, Kunststoff-Fussplatte (max. Zuladung 140 kg; nicht verfügbar an hochschwenkbaren Beinstützen; nicht in Verbindung mit EB002 / EB003 / EB004)		-
EB007		Geteilt, Aluminium-Fussplatte, neues Design (max. Benutzergewicht 160 kg; nicht in Verbindung mit EB011)		142.-
EB009		Durchgehend, Aluminium-Fussplatte (max. Benutzergewicht 160 kg; nicht in Verbindung mit EB002 / EB003)		177.-
Zubehör Beinstützen			Mehrpreis	
EB010		Seitliches Beinpolster für mechanisch u. elektrisch hochschwenkbare Beinstützenverstellung		164.-
Batterien			Mehrpreis	
EU032		Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)		788.-
EU038		Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20) Basic		-
Ladegerät			Mehrpreis	
EU044		Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)		-
EU046		Ladegerät 10 A, mit Lüfter		-
EU042		Ladegerät 12 A inkl. externe Magnetladebuchse; Anbauseite rechts (Grundausstattung)		-
Rollstuhlfarbe			Mehrpreis	
005		Sparkle light orange		-
009		Vinho sparkle		-
010		Marine blue		-
013		Tiefschwarz RAL 9005 matt		-
014		Candy red		-
021		Sparkle granny-smith		-
023		Weiss RAL 9016		-

Zubehör Fahrbasis			Mehrpreis
EA010	<input checked="" type="checkbox"/>	Spritzschutz für Antriebsräder	-
EA011		Spritzschutz für Lenkräder	72.-

Lenkradarretierung			Mehrpreis
EF020		Mechanisch	502.-

Sicherheitszubehör Fahrbasis			Mehrpreis
EF021		Kantensteighilfe	521.-
ES002		Fahrzeug-Transport-Satz, max. Zuladung 140 kg (nicht in Verbindung mit Baxx-Rücken ED036)	206.-
ES013		Ottobock Montageset für Dahl Docking System, max. Zuladung 140 kg (nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe EF021)	166.-

Zubehör allgemein			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
ES003		Handytasche		44.-
ES004		Gepäckträger		398.-
ES005		Stockhalter	60.512.000	137.-
ES006		Rückspiegel (Anbauseite gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit ES012)	60.555.000	147.-
ES007		Bordwerkzeug		53.-
ES010		Halter für Getränke		37.-
ET001		Externe Hupe		221.-
ES012		Therapietisch (Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit ES006)	70.161.000	629.-
ES023		Rucksackhalter (max. Zuladung 10 kg)		110.-

Buchse für externe Stromversorgung, rechts (dient der Versorgung externer Geräte wie z.B. Mobiltelefon, nicht für die Ladung medizinischer Geräte)			Mehrpreis
ET002		12 V	436.-
ET003		24 V	191.-
ET004		USB	221.-

Beleuchtung			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
ES021		Elektrische Beleuchtung	60.553.000	609.-

Steuerung			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
EU052		TEN° 90 A, (empfohlen für Zuladung bis zu 160 kg)	70.401.000	1'407.-
EU058		R-net LED-L 90 A, (empfohlen für Zuladung bis zu 160 kg)		-

Bedienpult TEN° (nur in Verbindung mit EU052)			Mehrpreis
EU065		Standardfarbe Shimano matt	-
EU066		Farbe wählbar	-

Farbe für Bedienpult TEN° (nur in Verbindung mit EU066)			Mehrpreis
EU005		Sparkle light orange	-
EU009		Vinho sparkle	-
EU010		Marine blue	-
EU013		Tiefschwarz RAL 9005 matt	-
EU014		Candy red	-
EU021		Sparkle granny-smith	-
EU023		Weiss RAL 9016	-



<b>Bedienpult-Button</b> (nur in Verbindung mit EU052)			<b>Tarif-Ziffer</b>	<b>Mehrpreis</b>
EU067		<b>Piko-Button, Durchmesser 50 mm</b> (rot/schwarz)	70.401.000	<b>263.-</b>
EU068		<b>Piko-Button, Durchmesser 30 mm</b> (rot/schwarz)	70.401.000	<b>263.-</b>
<b>Bedienpulthalter</b>				<b>Mehrpreis</b>
EU070		<b>Bedienpulthalter standard</b> (nur in Verbindung mit EU058)		-
EU071		<b>Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 2 cm höheneinstellbar</b>		-
EU072		<b>Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 9,5 cm höheneinstellbar</b>		-
<b>Anbauseite Bedienpulthalter</b>				
		<b>Rechts</b>		
		<b>Links</b>		
<b>Joystickaufsatz</b>				<b>Mehrpreis</b>
EU080		<b>Tetragabel, waagrecht</b> (verstellbar für Handbreite 70 - 90 mm)		<b>131.-</b>
EU081		<b>Stick S80</b> (Spezialjoystickgriff 80 mm)		<b>79.-</b>
EU082		<b>Soft Ball, schwarz bezogen</b>		<b>168.-</b>
EU083		<b>Kugelaufsatz, klein</b> (Durchmesser 43 mm)		<b>98.-</b>
EU084		<b>Kugelaufsatz, gross</b> (Durchmesser 48 mm)		<b>196.-</b>
EU085		<b>Softkugel bunt</b> (Durchmesser 30 mm, 4 Stück)		<b>79.-</b>
<b>Module für Steuerung</b>			<b>Tarif-Ziffer</b>	<b>Mehrpreis</b>
EU054		<b>TEN° LCD-Modul</b> (bei Verwendung als 1-Tastensteuerung ist eine Programmierung durch den Fachhändler erforderlich; bitte Taster separat bestellen; Adapter-Box nicht notwendig)	70.401.000	<b>2'016.-</b>
EU055		<b>Input/Output Modul</b>	70.401.000	<b>590.-</b>
<b>Halter für TEN° LCD-Modul</b>			<b>Tarif-Ziffer</b>	<b>Mehrpreis</b>
EU073		<b>Standard</b> (Anbau gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit ES012)	70.401.000	-
EU074		<b>Mit Schwanenhals</b> (Anbau gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit ES012)	70.401.000	<b>479.-</b>
EU075		<b>Mit Schwanenhals für Therapietisch</b> (beigelegt)	70.401.000	<b>479.-</b>
<b>Aktuatormodul für Steuerung</b>				<b>Mehrpreis</b>
EU056	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Aktuatormodul</b>		-
<b>Zubehör Steuerung</b>			<b>Tarif-Ziffer</b>	<b>Mehrpreis</b>
EU057		<b>Begleitpersonensteuerung</b> Anbauseite: <b>rechts</b> <b>links</b>	70.401.000	<b>1'246.-</b>
EU095		<b>Handwärmer</b> (Einhandhaube für Handmodul)	70.381.000	<b>1'680.-</b>
<b>Spurstabilisierung</b>			<b>Tarif-Ziffer</b>	<b>Mehrpreis</b>
EF023		<b>Elektrisch (Gyro-Modul)</b> (je nach Gelände kann sich bei Verwendung des Gyro die angegebene Reichweite reduzieren)	70.401.000	<b>669.-</b>
<b>Optionen für elektrische Sitzverstellungen</b>			<b>Tarif-Ziffer</b>	<b>Mehrpreis</b>
EU127		<b>Geschwindigkeitsreduzierung</b> (Summenwinkel >35°)	70.401.000	<b>239.-</b>
<b>Antrieb</b>				<b>Mehrpreis</b>
ET016	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Performance (4-polig)</b>		-
<b>Geschwindigkeit</b>				<b>Mehrpreis</b>
ET014	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>10 km/h</b>		-

## Information



EC001 - EC004 Standard-sitz




EC005 VAS




EC020/ED034 Flach konturiert



EC021/ED035 Tief konturiert




EC022 Stoffbezug



EC023 Kunstlederbezug



ED036 Baxx Aluminium Flat Top Rücken



EC034 Livo



EC035 Evoflair



EC025 Sitzkantelung 45°



EC026 Sitzhöhenverstellung 35 cm



ED047 Elektr. Rückenwinkelverstellung

## Kopf-/Nackenstützen Care line



EL006/EL007 Kopfstütze klein/gross



EL013/EL014 Kombinierte Kopf-/Nackenstütze klein/gross



EL015/EL016 Kopf-/Nackenstütze X-Form klein/gross

Information

Kopf-/Nackenstützen Advanced line



EL033/EL034/EL035  
Comfort Plus



EL036/EL037 Combo



ES023 Rucksackhalter



EP001 Beckengurt standard



EP020 Beckengurt, aufrollbar



EP002 2-Punkt-Beckengurt, gepolstert, Metallverschluss



EP003 Beckengurt, gepolstert, Kunststoffverschluss



EP005 - EP007 Dynamic Gurt S/M/L



EP008 - EP010 Brust-Schulterpelotte S/M/L



EP011 - EP013 Slimline Sternum Gurt S/M/L



EP014 - EP016 Schultergurt S/M/L



EE024 Armlehne, hochschwenkbar



EB011 Standard (Basisdesign)



EB001 Standard (neues Design)



EB002 Mechan. hochschwenkbar mit Längenausgleich



EB003 Elektr. hochschw., separat steuerbar

## Information



EB004 Elektr. hochschw.,  
zusammen steuerbar



EB012 Geteilt, Kunststoff-  
Fussplatte



EB007 Geteilt, Aluminium-  
Fussplatte



Externe Magnetladebuchse,  
zu Ladegerät 12 A  
(EU042)



EA010 Spritzschutz An-  
triebsräder



EF021 Kantensteighilfe



ES013 Montageset Dahl



ES004 Gepäckträger



ES006 Rückspiegel




ET004 USB-Anschluss



ES021 Elektrische Be-  
leuchtung



EU057 Begleitpersonen-  
steuerung



EU052 Bedienpult TEN°



EU058 Bedienpult R-net  
LED-L



EU054 TEN° LCD-Modul



EU095 Handwärmer (Ein-  
handhaube für Handmodul)

**Tabellen zu Anmerkungen und Ausschlüssen**

**Sitztiefe**

Sitz	Sitztiefe ST												
	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm
Standardsitz Junior	X	X	X	X									
Standardsitz klein			X	X	X	X	X						
Standardsitz gross					X	X	X	X	X				
Standardsitz XL					X	X	X	X	X				
VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X = Kombination möglich

**Sitzbreite**

Sitz	Sitzbreite SB											
	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm
Standardsitz Junior	X	X	X	X								
Standardsitz klein			X	X	X							
Standardsitz gross						X	X	X				
Standardsitz XL									X	X	X	X
VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	

X = Kombination möglich