

Robby Badeliege



Grundausrüstung

Badeliege Robby

- Faltbare, mitwachsende Bade- und Lagerungshilfe
- Netzbespannung (blau)
- Beckengurt und Beingurt
- Rahmenfarbe silber

Empfohlene Verkaufspreise in CHF,
gültig ab 01.02.2022, exkl. 7,7% MWSt.

Kostenvoranschlag		Bestellung	
Rechnungsanschrift/Kundennummer			
Lieferanschrift			
Kommission		Name	
			
		Datum	Unterschrift
Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.			

Badeliege Robby		Grundpreis
HR51040000-027	Robby Gr. 1 (Sitztiefe 20 – 24 cm, Rückenhöhe inkl. Kopfteil 63 – 72,5 cm) Bade- und Lagerungshilfe inkl. waschbarer Netzbespannung, Beckengurt, Beingurte, max. Zuladung 30 kg	1'250.–
HR51050000-027	Robby Gr. 2 (Sitztiefe 31 – 42,5 cm, Rückenhöhe inkl. Kopfteil 89 – 94 cm) Bade- und Lagerungshilfe inkl. waschbarer Netzbespannung, Beckengurt, Beingurte, max. Zuladung 60 kg	1'390.–
Zubehör		Mehrpreis
HR51045300	Rumpfgurt	62.–
HR51045200-103	Verstellbare Kopfstützpelotten (auch als Rumpfpelotten nutzbar)	172.–



verstellbare Kopfstützpelotten

Technische Daten

	Grösse 1	Grösse 2
Sitztiefe (je nach Gurtspannung und Teleskopierung)	200 – 240 mm	310 – 425 mm
Rückenlänge	630 – 725 mm	890 – 940 mm
Gesamtbreite	360 mm	380 mm
Gesamtlänge (Liegefläche)	1150 – 1330 mm	1470 – 1730 mm
Max. Zuladung	30 kg	60 kg
Gewicht	3.8 kg	4.3 kg