

1C53

Taleo Low Profile



Lieferumfang

Bereit für den Alltag

Taleo wurde für aktive Anwender entwickelt, die sich in unterschiedlichsten Innen- und Aussenbereichen bewegen und grossen Wert auf müheloses Gehen legen, wo auch immer das Leben sie hinführt.

Für bestmögliche Versorgungsergebnisse gemacht:

- Für Anwender mit begrenztem Einbauraum
- Doppelfedern und eine lange Carbonbasisfeder ermöglichen ein geschmeidiges Abrollen und eine effiziente Energierückgabe
- Flexible Verbindung der Carbonfedern im Vorfuss für eine optimale Anpassung an unterschiedlichste Terrains
- Design der Pyramide ermöglicht eine kontrolliertere Vorwärtsbewegung beim Überrollen als bei Low Profile Füßen üblich
- Individualisierbare Stossdämpfung dank drei verschiedener Fersenkeiloptionen
- Wasser- und korrosionsbeständig
- Wasserablaufkonturen am Adapter sowie Öffnungen in der Fusssohle verhindern, dass sich Wasser in der Prothese sammelt

Technische Daten

Mobilitätsgrad	MG 3 - 4
Max. Körpergewicht	150 kg
Grössen	22 - 30 cm
Fusshülle	Schmale Form mit 15 ± 5mm Absatzhöhe (Grösse 22 - 25 cm) Normale Form mit 10 ± 5mm Absatzhöhe (Grösse 24 - 30 cm)
Gewicht ohne Fusshülle*	355 g
Gewicht mit normaler Fusshülle*	584 g
Einbauhöhe	65 mm (mit normaler Fusshülle*)
* Referenzgrösse 26 cm	

Tarif-Nr.	Preis (inkl. Fusshülle)
7110.163.053	CHF 2'835.00

Auswahl der Federsteifigkeit

in Abhängigkeit zu Körpergewicht und Aktivität ¹ sowie Grösse ²

¹ Körpergewicht (kg)	Normale Aktivität	Hohe Aktivität
bis zu 51	1	2
52 - 58	2	3
59 - 67	3	4
68 - 77	4	5
78 - 88	5	6
89 - 100	6	7
101 - 115	7	8
116 - 130	8	9
131 - 150	9	-

² Grössen und Steifigkeit

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22						-	-	-	-
23							-	-	-
24								-	-
25									-
26								**	-
27	-	-						**	**
28	-	-						**	**
29	-	-					**	**	**
30	-	-					**	**	**

** Kombinieren Sie das Produkt nicht mit einem C-Leg 3C88-3 oder C-Leg 3C98-3.

- Schmale Fusshülle verfügbar (15 ± 5mm Absatzhöhe)
- Beide Fusshüllen verfügbar
- Normale Fusshülle verfügbar (10 ± 5 mm Absatzhöhe)