

1C53

Taleo Low Profile

Nouveau
dès juillet 2020

Imperméable



Étendue des fournitures

Prêt pour la vie quotidienne

Taleo est conçu pour les utilisateurs actifs qui se déplacent dans une variété d'environnements intérieurs et extérieurs et qui veulent marcher sans effort partout où la vie les mène.

Les avantages en un coup d'oeil

- Pour les utilisateurs disposant d'un espace de montage limité
- Des doubles ressorts et un long ressort à base de carbone permettent un roulement en douceur et un retour d'énergie efficace
- Connexion flexible des ressorts en carbone dans l'avant-pied pour une adaptation optimale à une grande variété de terrains
- La conception en pyramide permet de mieux contrôler le mouvement vers l'avant en cas de renversement qu'avec des autres pieds à profil bas
- Absorption des chocs personnalisable grâce à trois options de calage du talon
- Résistant à l'eau et à la corrosion
- Les contours de drainage de l'eau sur l'adaptateur et les ouvertures dans la plante du pied empêchent l'eau de s'accumuler dans la prothèse

Caractéristiques techniques

Degré de mobilité	MG 3 - 4
Poids corporel max.	150 kg
Tailles	22 - 30 cm
Housse de pied	Forme étroite avec talon de 15 ± 5mm de hauteur (taille 22 - 25 cm) Forme normale avec talon de 10 ± 5mm de hauteur (taille 24 - 30 cm)
Poids sans housse*	355 g
Poids avec housse normal*	584 g
Hauteur de montage	65 mm (avec housse de pied normal*)

* Taille de référence 26 cm

No. de tarif	Prix (avec housse de pied)
7110.163.053	CHF 2'835.00

Sélection de la rigidité du ressort

en fonction du poids corporel, de l'activité ¹ et de la taille ²

¹ Poids corporel (kg)	Activité normale	Activité élevée
jusqu'à 51	1	2
52 - 58	2	3
59 - 67	3	4
68 - 77	4	5
78 - 88	5	6
89 - 100	6	7
101 - 115	7	8
116 - 130	8	9
131 - 150	9	-

² Taille	et rigidité								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22						-	-	-	-
23							-	-	-
24								-	-
25									-
26								**	-
27	-	-						**	**
28	-	-						**	**
29	-	-	-					**	**
30	-	-	-					**	**

** Ne combinez pas le produit avec un C-Leg 3C88-3 ou C-Leg 3C98-3.

■ Housse de pied étroit disponible (hauteur du talon 15 ± 5mm)

■ Les deux housses de pied sont disponibles

■ Housse de pied normal disponible (hauteur du talon 10 ± 5 mm)