

Bestellinformation

Auswahl der Federsteifigkeit in Abhängigkeit von

① Körpergewicht und Aktivität sowie

Körpergewicht [kg]	Normale Aktivität	Hohe Aktivität
bis zu 51	1	2
52 – 58	2	3
59 – 67	3	4
68 – 77	4	5
78 – 88	5	6
89 – 100	6	7
101 – 115	7	8
116 – 130	8	9
131 – 150	9	–

② Fussgrösse

Fußgröße	Steifigkeit								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22						–	–	–	–
23							–	–	–
24							–	–	–
25								–	–
26								*	–
27	–	–						*	*
28	–	–						*	*
29	–	–	–				**	*	*
30	–	–	–				**	*	*

Schmale Fusshülle verfügbar (15 ± 5mm Absatzhöhe)
 Beide Fusshüllen verfügbar
 Normale Fusshülle verfügbar (10 ± 5mm Absatzhöhe)

* Kombinieren Sie diese Konfiguration von 1C50, 1C51, 1C52 und 1C53 nicht mit einem C-Leg 4 3C88-3/3C98-3.

** Kombinieren Sie diese Konfiguration von 1C50 und 1C53 nicht mit einem C-Leg 4 3C88-3/3C98-3.

Bestellbeispiel für die Taleo Produktfamilie

1C5*=R26-4-P/4N

Anzahl	Artikel-Nr.	Seite	Größe	Steifigkeit	P	Farbe	Form
	1C50	= R	26	4	P	4	N
	1C51	=			P		
	1C52	=			P		
	1C53	=			P		

Seite	Größe [cm]	Steifigkeit	Farbe	Form
R (rechts) L (links)	22, 23, ..., 30	1, 2, ..., 9	4 beige 15 hellbraun	S schmal 22–25 cm N normal 24–30 cm

Lieferumfang



Taleo 1C50 / Taleo LP 1C53

Der Lieferumfang beinhaltet je nach Bestellung das jeweilige Fussmodul 1C50 oder 1C53, die Fusshülle 2C15 inkl. der Anschlusskappe, das Fersenkeil-Set 2F50 (bestehend aus drei verschiedenen Härtegraden) und eine schwarze Spectra-Socke.



Taleo Vertical Shock 1C51 / Taleo Harmony 1C52

Der Lieferumfang beinhaltet je nach Bestellung das jeweilige Fussmodul 1C51 oder 1C52, die Fusshülle 2C15 inkl. der Anschlusskappe, das Fersenkeil-Set 2F50 (bestehend aus drei verschiedenen Härtegraden), ein Funktionsring-Set als Ersatz, ein Vorkomprimierungskit und eine schwarze Spectra-Socke. Der Lieferumfang des 1C52 beinhaltet darüber hinaus den 2R117=0 Schaftanschluss.