

Informations sur la commande

Choix de la rigidité du ressort en fonction de

1 le poids corporel et l'activité physique et

Poids corporel [kg]	Activité normale	Haute activité
jusqu'à 51	1	2
52 – 58	2	3
59 – 67	3	4
68 – 77	4	5
78 – 88	5	6
89 – 100	6	7
101 – 115	7	8
116 – 130	8	9
131 – 150	9	–

2 Taille du pied

Taille du pied	Rigidité								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22									
23									
24									
25									
26								*	*
27								*	*
28								*	*
29							**	*	*
30							**	*	*

■ Housse de pied étroite disponible (15 ± 5 mm de hauteur de talon)

■ Les deux housses de pied disponibles

■ Housse normale du pied disponible (10 ± 5 mm de hauteur de talon)

* Ne pas combiner cette configuration de 1C50, 1C51, 1C52 et 1C53 avec un C-Leg 4 3C88-3/3C98-3.

** Ne pas combiner cette configuration de 1C50 et 1C53 avec une C-Leg 4 3C88-3/3C98-3.

Exemple de commande pour la famille de produits Taleo

1C5*=R26-4-P/4N

Pièce	No. d'article	Côté	Taille	-	Rigidité	-	P	/	Couleur	Forme
	1C50	=	R		26	-	4	-	P	N
	1C51	=				-	P	/		
	1C52	=				-	P	/		
	1C53	=				-	P	/		

Côté	Taille [cm]	Rigidité	Couleur	Forme
R (droite)	22, 23, ..., 30	1, 2, ..., 9	4 beige	S étroite 22–25 cm
L (gauche)			15 brun clair	N normale 24–30 cm

Étendue de la fourniture



Taleo 1C50 / Taleo LP 1C53

Selon la commande, le volume de livraison comprend le module de pied respectif 1C50 ou 1C53, le couvre-pied 2C15 comprenant le capuchon de raccordement, le jeu de cales de talon 2F50 (composé de trois degrés de dureté différents) et une chaussette Spectra noire.



Taleo Vertical Shock 1C51 / Taleo Harmony 1C52

Selon la commande, le volume de livraison comprend le module de pied respectif 1C51 ou 1C52, le couvre-pied 2C15 avec le capuchon de raccordement, le jeu de cales de talon 2F50 (composé de trois degrés de dureté différents), un jeu de bagues fonctionnelles en remplacement, en kit de précompression et une chaussette Spectra noire. Le 1C52 est également livré avec le connecteur de tige 2R117=0.