


Technische Daten



	Taleo 1C50	Taleo Vertical Shock 1C51	Taleo Harmony 1C52	Taleo Low Profile 1C53
Mobilitätsgrad		3–4		
Max. Körpergewicht		150kg		
Seite		links (L), rechts (R)		
Grössen		22–30 cm		
Gewicht ohne Fusshülle*	450 g	751 g	751 g	355 g
Fusshüllenform		Schmale Form (S) mit 15 +/- 5 mm Absatzhöhe (Grösse 22–25 cm), Normale Form (N) mit 10 +/- 5 mm Absatzhöhe (Grösse 24–30 cm)		
Füsshüllenfarbe		beige (4), hellbraun (15)		
Gewicht*	690 g (mit normaler Fusshülle)	980 g (mit normaler Fusshülle)	980 g (mit normaler Fusshülle)	584 g (mit normaler Fusshülle)
Einbauhöhe*	150 mm (mit normaler Fusshülle)	185 mm (mit normaler Fusshülle)	185 mm (mit normaler Fusshülle)	65 mm (mit normaler Fusshülle)
Sonstiges		+/- 10° Torsion möglich, bis zu 15 mm vertikale Stossdämpfung	Vakuum, +/- 10° Torsion möglich, bis zu 15 mm vertikale Stossdämpfung	

* Technische Daten beziehen sich auf Grösse 26 cm.