

# Données techniques



	Taleo 1C50	Taleo Vertical Shock 1C51	Taleo Harmony 1C52	Taleo Low Profile 1C53
<b>Degré de mobilité</b>		3-4		
<b>Max. poids corporel</b>		150kg		
<b>Côté</b>		gauche (L), droite (R)		
<b>Tailles</b>		22-30 cm		
<b>Poids sans housse pour les pieds*</b>	450 g	751 g	751 g	355 g
<b>Forme de la housse du pied</b>		Forme étroite (S) avec une hauteur de talon de 15 +/- 5 mm (taille 22 - 25 cm), forme normale (N) avec une hauteur de talon de 10 +/- 5 mm (taille 24 - 30 cm)		
<b>Couleur de la housse du pied</b>		beige (4), brun clair (15)		
<b>Poids*</b>	690g (avec housse normale)	980g (avec housse normale)	980g (avec housse normale)	584g (avec housse normale)
<b>Hauteur d'installation*</b>	150mm (avec housse normale)	185mm (avec housse normale)	185mm (avec housse normale)	65mm (avec housse normale)
<b>Divers</b>		Possibilité de torsion de +/- 10°, absorption des chocs verticaux jusqu'à 15 mm	Vide, possibilité de torsion de +/- 10°, absorption des chocs verticaux jusqu'à 15 mm	

\* Les données techniques se réfèrent à la taille 26 cm.